

Liliá

Vaginal Gel

with NioSkin™ RCL40 & SylTech™

Vaginal gel for atrophic vaginitis and vaginal dryness.

Liliá Vaginal is a gel specifically formulated for the vaginal ecosystem. The gel ingredients contribute to restore the vaginal physiological conditions and functions. **Liliá Vaginal Gel** has a moisturizing, lubricant, soothing and re-epithelializing effect and contributes to the tissue trophism and to the maintenance of vaginal mucosa integrity. The gel is muco-adhesive and forms a film barrier on the vaginal tissue, which contributes to repair lesions and to restore the physiological functions of the mucosa.

Intended use & Indications

Liliá Vaginal Gel is indicated in the treatment of vaginal Symptoms.

- **GSM - Genitourinary Syndrome in Menopause**
The symptoms of GSM can include vaginal atrophy (atrophic vaginitis) and dryness.

Liliá Vaginal Gel restores the vaginal tissue trophism and the normal physiological functions of vaginal mucosa.

Instructions for use

- Wash your hands thoroughly before applying. Remove the cap from the applicator.
- Use preferably in supine or lying position.
- Insert the content of one applicator into the vagina by squeezing the applicator until is completely empty.
- Do not rinse the treated area after application. **Liliá Vaginal Gel** can be used in case of need, more or less frequently, on a daily basis.

Monodose intravaginal device.

Moderate and mild vaginal dryness

Apply the gel once a day, preferably in the evening, for at least 7 consecutive days. After the 7 days, continue the treatment with one application every 3 days. In case of recurrence, repeat the treatment cycle, applying the gel preferably in the evening.

Vaginal symptoms in Genitourinary Syndrome in Menopause (GSM) and severe vaginal dryness with vaginal atrophy

Apply the gel once daily, preferably in the evening, for 21 consecutive days.

To maintain the benefits, repeat the treatment preferably every every three - seven days.

Warnings

- Monodose disposable applicator/cannula .
- A temporary burning sensation may sometimes occur during the first applications, which will anyway disappear with regular use. If irritation persists, consult your doctor.
- Keep out of the reach of children.
- **Liliá Vaginal Gel** does not contain *hormones*.

Contraindications and interactions

- Hypersensitivity to one of the components.
- No known interaction with other medicaments or other forms of pharmacological interaction.

Composition

Water, Propylene Glycol, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Siab (Microparticles Of Silicium And Silver Covalent Bounded), Hydroxyethylacrylate/ Sodium Acryloyldimethyl Tau Rate Copolymer, Caprylic/Capric Triglyceride, Polyisobutene, Olive Oil Polyglyceryl-6 Esters, Caprylyl Glycol, 1,2-Hexanediol, Polyglyceryl-6 Laurate, Peg 7 Trimethylolpropane, Glycerin, Sorbitan Isostearate, Trifolium Pratense Extract, Honokiol, Magnolol, Sodium Hyaluronate, Phenoxyethanol, Lacticacid, Tropolone.

Packaging

7 x 5ml single-use vaginal applicators/cannules

Date of package insert: 30 April 2020



NTCS r.l.
Via LuigiRazza, 3 – 20124 Milano, Italia

Distributed by: KCP Products Pty Ltd, 1st Floor Unit 12
Quayside Office Park,
Knysna 6570 South Africa
Tel no: +27(0)44 382 0382
www.liliasa.com



Licence Holder: Linnea SA, Via Cantonale,6595
Riazzino, Switzerland



5ml per gel tube

Liliá

Vaginal Gel

with NioSkin™ RCL40 & SylTech™

Vaginale gel vir atrofiese vaginitis and vaginale droogheid.

Liliá Vaginale Gel is spesifiek geformuleer vir die vaginale eko-sisteem, om die normale vaginale fisiologiese toestand en funksies te help herstel. **Liliá Vaginale Gel** se voggewende, smeeraksiefilmlaag en strelende effek op vaginale weefsel help met die herstel van die vaginale epiteel en die normalisering van die normale vaginale eko-sisteem. Die unieke gel formulering se velkleefaksie vorm verder 'n "film barrier" op die vaginale weefsel, wat bydra tot die herstel van letsels en die herstel van die normale vaginale fisiologiese funksie.

Voorgestelde Gebruik - Indikasies

Liliá Vaginal Gel is aangedui vir die behandeling van vaginale simptome:

- **GSM – "Genitourinary Syndrome" tydens menopause**
Die simptome van GSM tydens menopause kan die volgende insluit: vaginale atrofie simptome (atrophic vaginitis) en droogheid.

Instruksies vir gebruik en dosering

- Was hande deeglik voor aanwending en verwyder die sluitstuk van die aanwender/kannule.
- Gebruik die aanwender/kannule verkieslik in 'n lê posisie op die rug.
- Dien die inhoud van een aanwender/kannule toe in die vagina deur dit deeglik te druk, totdat dit heeltemal leeg is.
- Moet nie die behandelde area spoel na die aanwending.

Liliá Vaginal Gel kan gereeld gebruik word selfs daaglik indien nodig.

Liliá Enkeldosis intravaginale toestel.

Matige en ligte vaginale droogheid

Gebruik die inhoud van een aanwending/ kannule eenmaal per dag, verkieslik in die aand, vir sewe opeenvolgende dae. Na voltooiing van die sewe dae, gaan voort met die behandeling met een aanwending elke drie tot sewe dae.
Indien die toestand weer opduik herhaal bogenoemde behandeling deur aanwending saans.

Vaginal symptoms in Genitourinary Syndrome in Menopause (GSM) and severe vaginal dryness with vaginal atrophy Vaginale simptome tydens "Genitourinary Syndrome in Menopause" (GSM) en ernstige vaginale droogheid en vaginal atrofie

Gebruik een aanwending/kannule eenmaal per dag, verkieslik in die aand, vir 21 opeenvolgende dae. Om die volgehoue voordele van die **Liliá Vaginale gel** te verseker kan die behandelik elke drie tot sewe dae herhaal word.

Waarskuwings

- Enkeldosis weggoobare aanwender/kannule
- 'n Verbygaande branderige sensasie mag soms ervaar word, tydens die eerste aanwending, wat sal verbygaan met gereelde gebruik. Indien hierdie sensasie voortduur, raadpleeg u dokter.
- Hou buite die gebruik van kinders.
- **Liliá Vaginal Gel** bevat geen *hormone*.

Kontra-Indikasies en Interaksies

- Hipersensitiwiteit teenoor een van die bestanddele.
- Geen bekende interaksies bekend met ander medikamente of ander farmakologiese interaksies.

Samestelling

Water, Propylene Glycol, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Siab (Microparticles Of Silicium And Silver Covalent Bounded), Hydroxyethylacrylate/ Sodium Acryloyldimethyl Tau Rate Copolymer, Caprylic/Capric Triglyceride, Polyisobutene, Olive Oil Polyglyceryl-6 Esters, Caprylyl Glycol, 1,2-Hexanediol, Polyglyceryl-6 Laurate, Peg 7 Trimethylolpropane, Glycerin, Sorbitan Isostearate, Trifolium Pratense Extract, Honokiol, Magnolol, Sodium Hyaluronate, Phenoxyethanol, Lacticacid, Tropolone.

Verpakking

7 x 5ml enkelgebruik vaginale aanwenders/kannules

Datum van voubiljet: 30 April 2020



NTCS r.l.
Via LuigiRazza, 3 – 20124 Milano, Italia

Vervaardiger: KCP Products Pty Ltd, 1st Floor Unit 12
Quayside Office Park,
Knysna 6570 South Africa
Tel no: +27(0)44 382 0382
www.liliasa.com



Lisensiehouer: Linnea SA, Via Cantonale,6595
Riazzino, Switzerland



5ml per gel tube